

HERNIA INGUINAL POR LAPAROSCOPIA

POSICIÓN DEL PACIENTE	MESA QUIRÚRGICA	ACCESORIOS DE MESA/ SEGURIDAD
<ul style="list-style-type: none">• Decúbito supino• Brazos pegados al cuerpo• Almohada/rodete en cabeza	<ul style="list-style-type: none">• Alm• Mobilis• Diamond	<ul style="list-style-type: none">• Cintas de sujeción



COBERTURA:

- Equipo de laparoscopia
- Paño pequeño con adhesivo

APARATAJE:

- Torre de laparoscopia Olympus
- 1 Aspirador
- Consola de Bisturí Eléctrico con pedal

MATERIAL FUNGIBLE:

- Batas
- Guantes estériles
- Gasas y Compresas
- S.F. muy caliente (óptica)
- Bisturí Eléctrico
- Mangos de lámpara
- Hoja B 23
- Aguja Veress
- 1 trocar 11 mm
- 2 trocar 5 mm
- Jeringa 10 cc + S.F
- Sistema de gas olympus
- Salida de gas
- Aspirador laparoscópico
- Tijera laparoscopia
- Pinza agarre grasper
- Securestrap ó absorbatack
- Malla para hernia laparoscópica cousin biotech, si no hay, malla normal de 7,5x15

INSTRUMENTAL

CAJAS:

- Caja de hernia
- Caja de laparoscopia
- Videolaparoscopio

MATERIAL SUELTO:

- Porta laparoscópico

SUTURAS:

- Sutura barbada 3/0 cilíndrica con ojal de 15 cm v-loc
- Sutura RA del 1 anzuelo U •
- Grapadora