

FISTULA PERIANAL (SELLADO PLASMA)

POSICIÓN DEL PACIENTE	MESA QUIRÚRGICA	ACCESORIOS DE MESA/ SEGURIDAD
<ul style="list-style-type: none">• Litotomía• Almohada/rodete en cabeza	<ul style="list-style-type: none">• Alm• Mobilis• Diamond	<ul style="list-style-type: none">• 2 Apoyabrazos• Perneras• Cintas de sujeción



COBERTURA:

- Set de suelo pélvico

APARATAJE:

- Consola de Bisturí Eléctrico

MATERIAL FUNGIBLE:

- Batas
- Guantes estériles
- Gasas y Compresas
- S.F. 500cc
- S.F. 500cc muy caliente (varios)
- Mangos de lámpara
- Anestésico local
- 2 Jeringa de 10cc
- Aguja IM
- Abocath 18
- Venda orillada humedecida
- Apósito pequeño
- 14 Tubos azules coagulación
- 2 Tubos granate vacío de 10cc
- Gradilla para transporte de tubos Cloruro cálcico 10%. Añadir 0,05ml x ml de plasma

SUTURAS:

- Sutura NRA 0
- Sutura RA 3/0

INSTRUMENTAL

CAJAS:

- Caja de curas
- Caja de cirugía endorrectal

MATERIAL SUELTO:

- Batea
- Valva cristaler
- Estilete