

# TAMIS (C. transanal-portal único)

POSICIÓN DEL PACIENTE	MESA QUIRÚRGICA	ACCESORIOS DE MESA/ SEGURIDAD
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Litotomía (si lesión posterior)</li> <li>• Prono en navaja (si lesión anterior) + almohadas de protección en piernas y almohadillado en crestas ilíacas</li> <li>• Almohada/rodete en cabeza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alm</li> <li>• Mobilis</li> <li>• Diamond</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Apoyabrazos*</li> <li>• Perneras*</li> <li>• Cintas de sujeción</li> </ul>



## COBERTURA:

- Set de suelo pélvico\*
- Set universal\*

## APARATAJE:

- Torre de laparoscopia olympus
- 1 Aspirador
- Consola de Bisturí Eléctrico
- Consola sellador de vasos

## MATERIAL FUNGIBLE:

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batas</li> <li>• Guantes estériles</li> <li>• Gasas y Compresas</li> <li>• Alforja laparoscópica</li> <li>• S.F. 500cc estéril caliente</li> <li>• S.F. muy caliente (óptica)</li> <li>• Bisturí Eléctrico</li> <li>• Goma de aspiración</li> <li>• Yankauer</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mangos de lámpara</li> <li>• Hoja B 23</li> <li>• Sistema de gas</li> <li>• Aspirador laparoscópico</li> <li>• Sellador de vasos laparoscópico</li> <li>• Tijera laparoscopia</li> <li>• Clinch</li> <li>• Pack TAMIS(trocares)</li> <li>• Jeringa urológica</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonda Foley 16</li> <li>• Jeringa 10 cc + S.F</li> <li>• Lubricante</li> <li>• Gelita Span</li> <li>• Blake de 19 fr</li> <li>• Colector de Blake 400cc</li> </ul> |
|--|--|---|

## INSTRUMENTAL

### CAJAS:

- Caja de hernia estrangulada
- Caja de cirugía endorectal
- Caja de laparoscopia
- Videolaparoscópico

### MATERIAL SUELTO:

- Valva cristeller
- Separador retractor lone start
- Porta laparoscópico
- Gancho monopolar laparoscópico
- Bacinilla
- Terminal largo bisturí eléctrico
- Cable luz

### SUTURAS:

- Sutura RA 2/0, 3/0●
- Monofilamento RA 2/0●
- Sutura barbada 3/0
- Monofilamento 0▲