

HISTERECTOMÍA POR LAPAROSCOPIA

POSICIÓN DEL PACIENTE	MESA QUIRÚRGICA	ACCESORIOS DE MESA/ SEGURIDAD
• Decúbito supino • Piernas abiertas ligeramente flexionadas • Almohada/rodete en cabeza	• Alm • Mobilis • Diamond	• 2 apoyabrazos • Perneras • Cintas de sujeción



COBERTURA:

- Set de recto

APARATAJE:

- 1 aspirador
- Torre gine (cámara, sistema de luz fría olympus y consola de aguas)
- Consola bisturí eléctrico*
- Consola sellador de vasos*

MATERIAL FUNGIBLE:

- Guantes estériles
- Batas
- Gasas y compresas
- SF 500 muy caliente para cámara
- SF calientes
- Bote AP
- Bisturí eléctrico
- Sistema carbónico
- 2 Trócares del 11
- 2 Trócares del 5
- Aspirador laparoscopia
- Aguja Veress + Jeringa de 10cc + SF
- Pinza bipolar/ Voyant
- Tijera laparoscopia
- Clinch laparoscopia
- Movilizador de útero*
- Sonda Foley silicona 16-18
- Bolsa orina
- Jeringa 10cc + agua destilada

SUTURAS:

- Sutura RA 1 u
- Sutura RA 2/0 ▼
- Sutura RA Quick 3/0 ▼
- Grapadora

INSTRUMENTAL

CAJAS:

- Caja de aparoscopia gine
- Caja de histerectomía abdominal

MATERIAL SUELTO:

- /