

IMPLANTE OSTEOINTEGRADO

POSICIÓN DEL PACIENTE	MESA QUIRÚRGICA	ACCESORIOS DE MESA/ SEGURIDAD
<ul style="list-style-type: none">• Decúbito supino• Brazos pegados al cuerpo• Almohada/rodete en cabeza	<ul style="list-style-type: none">• Cualquier mesa	<ul style="list-style-type: none">• Rodete• Cintas de sujeción



COBERTURA:

- Cubre mesa
- Sábana en U
- Paño adhesivo

APARATAJE:

- Aspirador
- Consola de bisturí eléctrico
- Motor de préstamo con pedal

MATERIAL FUNGIBLE:

- Batas
- Guantes estériles
- Gasas y Compresas
- Goma de aspiración
- Yankauer
- Bisturí eléctrico
- Punta decolorado
- Mangos de lámpara
- Gasa orillada
- Rotulador estéril
- Hoja de bisturí del 15
- Aguja s.c.
- Kit línea de irrigación de préstamo
- Punch de préstamo
- Hilling cup de préstamo
- Mupirocina

SUTURAS:

- Sutura reabsorbible 3/0
- Seda 2/0

INSTRUMENTAL

CAJAS:

- Caja de curas
- Caja implante osteointegrado (préstamo)

MATERIAL SUELTO:

Carpulen y aguja + carga de lido con adrenalina