

TIMPANOPLASTIA

POSICIÓN DEL PACIENTE	MESA QUIRÚRGICA	ACCESORIOS DE MESA/ SEGURIDAD
<ul style="list-style-type: none">• Decúbito supino• Brazo ipsilateral pegado al cuerpo	<ul style="list-style-type: none">• Mobilis	<ul style="list-style-type: none">• Cabezal de ORL• 1 apoya brazos• Cintas de sujeción



COBERTURA:

- Cubre mesa
- Sábana en U
- Paño adhesivo
- Sábana con adhesivo

APARATAJE:

- Microscopio
- Torre de ORL
- Aspirador
- Consola de B.E.
- Lámpara*

MATERIAL FUNGIBLE:

- Batas
- Guantes estériles
- Gasas y Compresas
- Goma de aspiración
- Funda de microscopio
- Bisturí eléctrico
- Mangos de lámparas
- SF de 500cc
- Hoja de bisturí del 15
- Tira de gasa con betadine
- Cera de hueso
- Spongostan
- Gelitas
- Jeringa de 10cc
- Jeringa de 2cc
- Adrenalina
- Aguja de cargar
- Aguja sc
- Terramicina
- Merocel
- Algodón estéril
- Cánula de aspiración del n10
- Cánulas de aspiración fina (verde y negra) + conexión
- Sistema de aguas (para motor)
- Bote de orina (recoger el polvo de hueso)
- Venda de crepé

INSTRUMENTAL

SUTURAS:

- Sutura RA 2/0 Y 3/0 ▼
- Sutura NRA 0, 2/0 Y 3/0 ▼
- Ligaduras reabsorbibles de 2/0
- Grapadora

CAJAS:

- Caja de estapedectomía
- Caja de PIC de estapedectomía* (PIC nº3)
- Caja de PIC de timpanoplastia*
- Caja de timpano
- Motor nuevo

MATERIAL SUELTO:

- Pinza bipolar
- 2 Bacinillas
- Punta de colorado
- Otoscopio articulado*
- 2 portas*