

INESTABILIDAD DE HOMBRO/ BANKART

POSICIÓN DEL PACIENTE

- Decúbito lateral contralateral
- Almohada/rodete en cabeza
- 2 Almohadas entre las piernas + rextón

MESA QUIRÚRGICA

- Mobilis
- Diamond

ACCESORIOS/SEGURIDAD

- 1 apoyabrazos
- Tope en zona púbica
- Tope en zona dorsal-lumbar
- Arco con pesa de 2kg en polea proximal y 4kg en polea distal.
- Mesa de mayo
- Cinta de sujeción



COBERTURA:

- Cubre mesa
- Sábana en U
- U de artroscopia de hombro
- Sábana con adhesivo
- Pegatina

APARATAJE:

- Torre de artroscopia Arthrex (cámara, fuente de luz fría, consola de motor y consola de vaporeta)
- 2 aspiradores o 1 aspirador + cubo azul
- Bomba de irrigación Conmed*

MATERIAL FUNGIBLE:

- Guantes estériles
- Batas
- Gasas y compresas
- Funda de cámara
- S.F. de 3 litros
- Goma de aspiración
- Bisturí del 11
- Aguja espinal amarilla
- Jeringa de 10cc
- Aguja de cargar
- Bupivacaína con adrenalina al 0.25
- Sistema de irrigación Arthrex o sistema Conmed*
- Sistema de aspiración Arthrex o 2 gomas de aspiración*
- Fresas para el motor según casa comercial
- Vaporeta Arthrex*
- Tracción bankart (azul)
- Cánulal de 7ch (morada)
- Cánulal 8ch (amarilla)
- Cánula Géminus*
- Apósitos pequeños
- 3 tiras de Méfix
- Velpau según tamaño

INSTRUMENTAL

IMPLANTES/SUTURAS:

- Suture tak (suture anchor, Tiger Tail) 3x14,5mm
- Implantes crockscrew*
- Implantes swevelock*
- Suture lasso SD45® I ó D
- Broca desechable* (si motor Artrex)

CAJAS:

- Caja de artroscopia de Arthrex o caja de artroscopia
- Caja de artroscopia de rodilla (pinzas)
- Caja se sutura de hombro BANKART
- Motor

MATERIAL SUELTO:

- Martillo
- Bacinilla azul
- Cable de luz*

SUTURAS:

- Seda de 2/0 ▼
- Grapadora