

# ARTROSCOPIA DE MUÑECA

## POSICIÓN DEL PACIENTE

- Decúbito supino
- Almohada/rodete en cabeza

## MESA QUIRÚRGICA

- Mobilis
- Diamond

## ACCESORIOS/SEGURIDAD

- 1 apoyabrazos
- Acople de mesa de mano
- Cintas de sujeción



## COBERTURA:

- Cubre mesa
- Sábana en U
- Sábana en T
- Pegatina
- Funda de RX completa\*

## APARATAJE:

- Torre de artroscopia Arthrex (cámara, fuente de luz fría y consola de motor)
- RX\*
- 1 aspirador\*
- Isquemia
- Consola de vaporeta (especial muñeca).
- Consola de motor\*

## MATERIAL FUNGIBLE:

- Guantes estériles
- Batas
- Gasas y compresas
- Funda de cámara
- Bisturí del 11
- 1 Jeringa de 10cc
- SF de 10cc\*
- Aguja intramuscular
- Fresas para el motor especiales para la muñeca
- Vaporeta especial de muñeca
- Velband estéril
- Crepé
- Cuello-puño

## IMPLANTES/SUTURAS:

- 1 Tight-rope 1.1
- 1 Fiberwire

## INSTRUMENTAL

## SUTURAS:

- Monofilamento NRA 3/0 ▼

## CAJAS:

- Caja de cirugía de mano
- Caja de artroscopia de Arthrex o caja de artroscopia
- Caja de artroscopia de rodilla (pinzas)
- Caja artroscopia de muñeca
- Motor de artroscopia Arthrex
- Motor
- 2 cajas de tracción de artroscopia de muñeca

## MATERIAL SUELTO:

- Disector
- Bacinilla
- Martillo
- Mandril
- Cable de luz\*
- Goma Smart\*