

ARTROSCOPIA DE RODILLA

POSICIÓN DEL PACIENTE

- Decúbito supino
- Almohada/rodete en cabeza

MESA QUIRÚRGICA

- Mobilis
- Diamond

ACCESORIOS/SEGURIDAD

- 2 apoyabrazos
- Tope lateral en cadera-muslo de EEL a intervenir
- Cintas de sujeción



COBERTURA:

- Cubre mesa
- Sábana en U
- O de artroscopia
- Bota
- Venda de hilo estéril
- Pegatina

APARATAJE:

- Torre de artroscopia Arthrex (cámara, fuente de luz, consola de motor y consola vaporeta)
- 2 aspiradores
- Isquemia

MATERIAL FUNGIBLE:

- Guantes estériles
- Batas
- Gasas y compresas
- Funda de cámara
- 2 gomas de aspiración
- S.F. de 3 litros
- Bisturí del 11
- Jeringa de 10cc
- Aguja de cargar
- Aguja intramuscular
- Bupivacaína con adrenalina 0.25
- Sistema de irrigación por gravedad
- Fresas para motor según casa comercial
- Vaporeta Arthrex*
- Redon del 10ch
- Velband estéril
- Crepé

INSTRUMENTAL

SUTURAS:

- Seda de 2/0 ▼
- Grapadora

CAJAS:

- Caja de artroscopia de Arthrex o caja de artroscopia
- Caja de artroscopia de rodilla (pinzas)
- Motor de artroscopia

MATERIAL SUELTO:

- Bacinilla azul
- Goma Smart*
- Cable de luz *