

LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR

POSICIÓN DEL PACIENTE

- Decúbito supino con EEl colgando.
- Almohada/rodete en cabeza

MESA QUIRÚRGICA

- Mobilis
- Diamond

ACCESORIOS/SEGURIDAD

- 2 apoyabrazos
- Soporte garra de bloqueo en muslo de EEl a intervenir
- Cintas de sujeción



COBERTURA:

- Cubre mesa
- Sábana en U
- O de artroscopia
- Bota
- Venda de hilo estéril
- Pegatina

APARATAJE:

- Torre de artroscopia Artrex (cámara, fuente de luz, consola de motor y consola vaporeta)
- 2 aspiradores
- Isquemia

MATERIAL FUNGIBLE:

- Guantes estériles
- Batas
- Gasas y compresas
- Funda de cámara
- 2 gomas de aspiración
- S.F. de 3 litros
- Bisturí del 11
- Jeringa de 10cc
- Aguja de cargar
- Aguja intramuscular
- Bupivacaína con adrenalina 0.25
- Sistema de irrigación
- Fresas para motor según casa comercial
- Vaporeta Artrex*

- Tiras blancas
- 1 Rotulador
- Vancomicina
- Redon del 10ch
- Velband estéril
- Crepé

INSTRUMENTAL

SUTURAS/IMPLANTES:

- 1 ABS
- 1 Tightrope
- 1 Fiberloop
- Sutura absorbible del 2

CAJAS:

- Caja de cirugía de mano
- Caja de artroscopia de Artrex o caja de artroscopia
- Caja de artroscopia de rodilla (pinzas)
- Caja Endobuton
- Motor
- Motor rodilla artroscopia

MATERIAL SUELTO:

- Disector fuerte
- Martillo
- Bacinilla azul
- Goma Smart*

SUTURAS:

- Seda de 2/0 ▼
- Grapadora