

SUTURA DE MENISCO

POSICIÓN DEL PACIENTE	MESA QUIRÚRGICA	ACCESORIOS/ SEGURIDAD
<ul style="list-style-type: none"> • Decúbito supino • Almohada/rodete en cabeza 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilis • Diamond 	<ul style="list-style-type: none"> • Tope de rodillo para mantener flexión de rodilla a intervenir • Tope lateral en cadera-muslo de EEL a intervenir • Cintas de sujeción



COBERTURA:

- Cubre mesa
- Sábana en U
- O de artroscopia
- Bota
- Venda de hilo estéril
- Pegatina

APARATAJE:

- Torre de artroscopia Artrex (cámara, fuente de luz, consola de motor y consola vaporeta)
- 2 aspiradores
- Isquemia

MATERIAL FUNGIBLE:

- Guantes estériles
- Batas
- Gasas y compresas
- Funda de cámara
- 2 gomas de aspiración
- S.F. de 3 litros
- Bisturí del 11
- Jeringa de 10cc
- Aguja de cargar
- Aguja intramuscular
- Bupivacaína con adrenalina 0.25
- Sistema de irrigación
- Fresas para motor según casa comercial
- Vaporeta Artrex*
- Fast fix 360º
- Fast fix
- Redon del 10ch
- Velband estéril
- Crepé

SUTURAS/IMPLANTES:

- Fibertape
- Tigerope

SUTURAS:

- Seda de 2/0 ▼
- Grapadora

INSTRUMENTAL

CAJAS:

- Caja de artroscopia de Artrex o caja de artroscopia
- Caja de artroscopia de rodilla (pinzas)
- Caja de sutura de menisco
- Motor artroscopia

MATERIAL SUELTO:

- Bacinilla azul
- Cable de luz*
- Goma Smart*