

CLAVO EXPERT DE FEMUR

| POSICIÓN DEL PACIENTE | MESA QUIRÚRGICA | ACCESORIOS/SEGURIDAD |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Decúbito supino• Almohada/rodete en cabeza | <ul style="list-style-type: none">• Mobilis• Diamond | <ul style="list-style-type: none">• 1 apoyabrazos• Arco para soporte de brazo ipsilateral• Pibote entre las piernas• Tracción de piernas• Cintas de sujeción |



COBERTURA:

- 2 Coberturas de mesas
- 4 paños con adhesivo
- 1 sábana con adhesivo
- Sábana transparente para clavo
- Funda de rayo completa

APARATAJE:

- Rayo

MATERIAL FUNGIBLE:

- Guantes estériles
- Batas
- Gasas y compresas
- S.F. 500ml
- 3 tiras de méfix

SUTURAS:

- Sutura RA 0 ▼
- Sutura RA 2 ▼
- Grapadora

INSTRUMENTAL

CAJAS:

- Caja de codo tobillo
- Cajas del clavo EXPERT:
 - Caja de instrumental CLAVO FÉMUR
 - Caja de instrumental común T y F
 - Caja de clavo de 9 Ø
 - Caja de clavo de 10 Ø
 - Caja de clavo de 11 Ø
 - Caja de clavo de 12-13 Ø
- Motor STRYKER con cabezal HEXAGONAL
- Fresas KUNCHER DEPUY

MATERIAL SUELTO:

- 2 Guía intramedulares finas iguales
- Regla*
- Mandril*
- Yacops*

TÉCNICA QUIRÚRGICA