

FIJADOR EXTERNO MUÑECA

POSICIÓN DEL PACIENTE	MESA QUIRÚRGICA	ACCESORIOS/SEGURIDAD
• Decúbito supino. • Almohada/rodete en cabeza	• Mobilis • Diamond	• 1 reposabrazos • Acople de mesa de mano • Cintas de sujeción • Protección plomada genitales*



COBERTURA:

- 1 cubre mesa
- Paño adhesivo
- Sábana en T
- Funda de rayo

APARATAJE:

- Rayo

MATERIAL FUNGIBLE:

- Guantes estériles
- Batas
- Gasas y compresas
- S.F. 500ml
- Bisturí del 15
- Velband estéril
- crepé

INSTRUMENTAL

CAJAS:

- Caja de curas
- Motor

ELEGID ENTRE:

- 1) Fijador MBA DE MUÑECA (radiotransparente)
- 2) Fijador MBA DESHECHABLE (Si accidentes de tráfico o compañías) de MUÑECA.
- 3) Fijador STRYKER HOFFMAN II (amarillo).

MATERIAL SUELTO:

- Bacinilla

TÉCNICA QUIRÚRGICA MBA

TÉCNICA QUIRÚRGICA STRYKER

TÉCNICA QUIRÚRGICA STRYKER(pines)