

PTR MBA NAVEGADA

POSICIÓN DEL PACIENTE	MESA QUIRÚRGICA	ACCESORIOS/ SEGURIDAD
• Decúbito supino • Almohada/rodete en cabeza	• Mobilis • Diamond	• 2 apoyabrazos • Tope de rodillo para mantener flexión de rodilla a intervenir • Tope lateral en cadera-muslo de pierna a intervenir • Cintas de sujeción



COBERTURA:

- Set de rodilla
- Venda de hilo estéril

APARATAJE:

- 2 aspiradores
- Isquemia
- Consola de B.E.
- Consola de motor*
- Consola de navegación

MATERIAL FUNGIBLE:

- Guantes estériles
- Batas
- Gasas y compresas
- Alforja
- Goma de aspirador
- Yankauer
- Bisturí eléctrico
- S.F. de 3L
- Bisturís del 23 (4 unidades)
- Pistola de agua y aspiración
- Cemento de media viscosidad con antibiótico
- Batidora de cementación
- Redón del 10ch
- Velván estéril
- Crepe
- Kit de navegación

INSTRUMENTAL

CAJAS:

- Caja de rodilla
- Motor
- 10 Cajas de la prótesis:
 - Fémur
 - Tíbia
 - Patela
 - Instrumental general
 - Instrumental PS
 - Pruebas PS derecho
 - Pruebas PS izquierdo
 - Pruebas CR derecho
 - Pruebas CR izquierdo
 - insertos
- 3 cajas de navegar

MATERIAL SUELTO:

- 2 hofman
- Goma de isquemia

SUTURAS:

- Sutura RA 1 ▼
- Sutura RA 0 ▼
- Grapadora

TÉCNICA QUIRÚRGICA APEX

TÉCNICA QUIRÚRGICA NAVEGADA