

RECAMBIO DE RODILLA ATUNNE

POSICIÓN DEL PACIENTE	MESA QUIRÚRGICA	ACCESORIOS/ SEGURIDAD
• Decúbito supino • Almohada/rodete en cabeza	• Mobilis • Diamond	• 2 apoyabrazos • Tope de rodillo para mantener flexión de rodilla a intervenir • Tope lateral en cadera-muslo de pierna a intervenir • Cintas de sujeción



COBERTURA: (doble si hay infección)*

- Set de rodilla*
- Cobertor grande 2
- Sábana en U
- Venda de hilo estéril*

APARATAJE:

- 2 aspiradores
- Isquemia
- Consola de B.E.
- Consola de motor*

MATERIAL FUNGIBLE: (doble si hay infección)*

- Guantes estériles
- Batas
- Gasas y compresas
- Alforja*
- Goma de aspirador*
- Yankauer*
- Bisturí eléctrico*
- S.F. de 3L
- Bisturís del 23 (4 unidades)
- Pistola de agua y aspiración*
- Cemento de media viscosidad con antibiótico
- Batidora de cementación
- Redón del 10ch
- Velván estéril
- Crepe

INSTRUMENTAL

SUTURAS:

- Sutura RA 1 ▼
- Sutura RA 0 ▼
- Grapadora

CAJAS:

- 2 cajas de rodilla (tiempo sucio y tiempo limpio)
- Motor
- Cajas del recambio ATUNE

MATERIAL SUELTO:

- Hofman
- Goma de isquemia