

LITOTRICIA LÁSER

POSICIÓN DEL PACIENTE	MESA QUIRÚRGICA	ACCESORIOS DE MESA/ SEGURIDAD
• Litotomía • Almohada/rodete en cabeza	• Alm • Mobilis • Diamond	• 2 Apoyabrazos • Perneras • Cintas de sujeción



COBERTURA:

- Set RTU
- Set universal (si es por riñón)

APARATAJE:

- 1 aspirador
- Torre urología (cámara, sistema de luz fría, consola bipolar RTU)
- RX
- Ecógrafo (si es por riñón)*
- Consola láser

MATERIAL FUNGIBLE:

- Guantes estériles
- Batas
- Gasas y compresas
- Bote AP
- Goma de aspiración
- Funda de rayo
- SF de 3L
- Funda cámara
- Sistema de aguas doble
- Urografín (diluído al 50%)
- Sonda foley del 18, 16ch
- Bolsa de orina
- Jeringa de 10ch + agua destilada
- Lubricante
- Cesta de cálculos
- Guía Sensor
- Doble J

SI ENTRAN POR URETRA:

- Catéter de 6 ó 7fr
- Dilatadores de 8 y 10ch
- Nelaton del 10

SI ENTRAN POR RIÑÓN:

- Set Malecot nº14
- Kit de nefrostomía nº8
- Amplaz del 24Fr
- Sonda recta 2 vías

INSTRUMENTAL

SUTURAS:

- Sutura NRA recta 2/0 ▼

CAJAS:

SI ENTRAN POR URETRA:

- Caja de curas
- Cistoscopio del 22+ uña
- Óptica del 30
- Nefroscopio flexible + vaina
- Ureterorrenoscoio largo rígido
- Ureterorrenoscopio corto

SI ENTRAN POR RIÑÓN:

- Caja de curas
- Renoscopio fino

MATERIAL SUELTO:

SI ENTRAN POR URETRA:

- Cable de luz olympus
- Fibra láser (modo pulverización, empezar por potencia y frecuencia predeterminada)
- Pinza de cálculos
- Bacinilla azul

SI ENTRAN POR RIÑÓN:

- Cable de luz WOLF
- Fibra de láser 550micrones (modo pulverización, empezar por potencia y frecuencia predeterminada)
- Pieza del adaptador del ecógrafo (esterilizar previamente)
- Pinza de cálculos
- Bacinilla azul